

FICHE PRODUIT



Aiguille pour stylo à insuline Europen

Référence : SOC-11994

Description du produit

Aiguille pour stylo à insuline Europen Euromedis

L'**aiguille pour stylo à insuline Europen** d'Euromedis offre une solution innovante et pratique pour les personnes nécessitant des **injections d'insuline** régulières.

Confort et simplicité

Conçue pour les patients diabétiques, son aiguille extra-fine assure une **pénétration douce et confortable** de la peau. Sa mise en place sur le stylo est simple et rapide, pour une autonomie facilitée au quotidien.

Compatibilité

L'aiguille Europen s'adapte sur la majorité des stylos à insuline du marché et se décline en plusieurs longueurs afin de s'ajuster à chaque morphologie et protocole d'injection.

Conditionnement

Aiguilles pour stylo à insuline Europen Euromedis, conditionnées en boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18564-aiguille-pour-stylo-a-insuline-europen.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 31G - 0.25 x 4 mm	SOC-014224	
Taille - 31G - 0.25 x 5 mm	SOC-014225	
Taille - 31G - 0.25 x 6 mm	SOC-014221	
Taille - 31G - 0.25 x 8 mm	SOC-014222	
Taille - 30G - 0.3 x 8 mm	SOC-014226	
Taille - 30G - 0.30 x 10 mm	SOC-014227	
Taille - 29G - 0.33 x 12 mm	SOC-014223	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com