

FICHE PRODUIT



Aiguilles de phlébologie Eurofine Euromedis

Référence : SOC-10217

Description du produit

Aiguilles de phlébologie Eurofine Euromedis

Les **aiguilles de phlébologie Eurofine Euromedis** sont des aiguilles stériles spéciales, conçues pour les **injections de précision dans les vaisseaux sanguins**.

Des caractéristiques adaptées

Réalisées en **acier inoxydable**, elles présentent une longueur de 12 mm et un diamètre externe de 0,3 mm (gauge 30G), offrant la finesse requise pour les micro-injections en phlébologie.

Compatibilité

Leur **embase jaune en polypropylène est compatible Luer et Luer-Lock**, assurant une connexion sûre sur la majorité des seringues du marché.

Conditionnement

Boîte de 100 aiguilles de phlébologie Eurofine Euromedis.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18565-aiguilles-de-phlebologie-eurofine-euromedis.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com