

FICHE PRODUIT

Aiguille pour stylo à insuline Tricare

Référence : SOC-11531

Description du produit

Aiguille pour stylo à insuline Tricare

La gamme **Tricare** d'Owen Mumford est conçue pour offrir d'excellentes performances. L'**aiguille à insuline Tricare** s'adapte sur les stylos à insuline pour des injections confortables.

Une injection en douceur

Sa **pointe à triple biseau** réduit la force de pénétration nécessaire. Elle est de plus **électropoliée** pour éliminer toute imperfection, et sa pointe est couverte d'un **lubrifiant silicone** facilitant la pénétration avec un frottement réduit.

Repérage et compatibilité

Chaque capuchon dispose de son **code couleur** pour identifier facilement le modèle. Sans latex, l'aiguille Tricare est compatible avec la majorité des stylos d'injection d'insuline, comme Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly et Owen Mumford.

Conditionnement

Aiguilles pour stylo à insuline Tricare, disponibles en plusieurs longueurs, conditionnées en boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18566-aiguille-pour-stylet-a-insuline-tricare.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 32G - 0.23 x 4 mm	SOC-250161	
Taille - 31G - 0.25 x 5 mm	SOC-250162	
Taille - 31G - 0.25 x 6 mm	SOC-250163	
Taille - 31G - 0.25 x 8 mm	SOC-250164	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com