

FICHE PRODUIT

Aiguille à prélèvement Nipro

Référence : SOC-13404

Description du produit

Aiguille à prélèvement Nipro

Les **aiguilles de prélèvement Nipro** sont des aiguilles stériles conçues pour assurer des **prélèvements sanguins multiples** en toute sécurité.

Un système avec porte-tube

Elles s'utilisent en **combinaison avec un porte-tube**, permettant le remplissage successif de plusieurs tubes lors d'un même prélèvement, sans nouvelle ponction veineuse.

Simple et efficace

Leur conception garantit une **manipulation simple et efficace**, parfaitement adaptée aux environnements médicaux exigeants comme les laboratoires d'analyses et les services hospitaliers.

Conditionnement

Aiguilles à prélèvement Nipro, disponibles en plusieurs calibres, conditionnées en boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18569-aiguille-a-prelevement-nipro.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 20G - Jaune - 0.9 x 25 mm	SOC-106165	
Taille - 20G - Jaune - 0.9 x 38 mm	SOC-106166	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 25 mm	SOC-106163	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 38 mm	SOC-106164	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 25 mm	SOC-106161	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 38 mm	SOC-106162	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com