

## FICHE PRODUIT



# Rampe réfrigérée

Référence : SOC-4321090

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

- Description

## Rampe réfrigérée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES de la Rampe réfrigérée:

La rampe réfrigérante reste le meilleur outil pour la conservation du corps dans un lit ou lorsqu'on se déplace au domicile du défunt. Son faible poids (net 22 Kg) et son encombrement restreint en font des atouts majeurs.

- Groupe frigorifique performant et silencieux.
- Capotage du groupe frigorifique en ABS épais très résistant avec poignée solide
- La voûte que l'on place sur le défunt est en inox donc facilement nettoyable.
- La liaison groupe / voûte de 2 mètres est un flexible en caoutchouc résistant.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Dimensions de la voûte

**Largeur** : 400 mm

**Longueur** : 800 mm

#### Dimensions du groupe frigo.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

**Largeur** : 300 mm  
**Longueur** : 400 mm  
**Hauteur** : 400 mm  
**Poids Brut** : 34kg

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-salon/1857-rampe-refrigeree-modele-vout090.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)