

FICHE PRODUIT

Aiguille à prélèvement BD Vacutainer PrecisionGlide

Référence : SOC-11212

Description du produit

Aiguille à prélèvement BD Vacutainer PrecisionGlide

L'**aiguille BD Vacutainer PrecisionGlide** est une aiguille stérile destinée au **prélèvement multiple de sang veineux**, en combinaison avec les corps de prélèvement BD Vacutainer.

Un confort de ponction

Le confort du patient est assuré grâce à une **meilleure pénétration de l'aiguille biseautée**, dont le tranchant du biseau a été traité par électrochimie pour une finesse de coupe optimale.

Une glisse optimale

La canule est **lubrifiée par évaporation gazeuse**, réduisant le frottement lors de l'insertion et améliorant la fluidité du geste de prélèvement.

Conditionnement

Aiguilles à prélèvement BD Vacutainer PrecisionGlide, disponibles en plusieurs calibres, conditionnées en boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18570-aiguille-a-prelevement-bd-vacutainer-precisionglide.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 20G - Jaune - 0.9 x 38 mm	SOC-080782	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 25 mm	SOC-080783	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 38 mm	SOC-080784	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 38 mm	SOC-080785	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 25 mm	SOC-080786	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com