

**FICHE PRODUIT**

## Aiguilles de transfert BD Blunt sans filtre

Référence : SOC-11197

### Description du produit

#### Aiguilles de transfert BD Blunt sans filtre

Les **aiguilles BD Blunt** sont des aiguilles de transfert de sécurité conçues pour l'administration de médicaments par injection, dès la préparation du traitement.

#### Une pointe mousse sécurisée

Leur **pointe mousse** permet de traverser facilement le bouchon du flacon ou le septum des poches IV, tout en réduisant les risques de piqûres accidentelles pour le soignant, grâce à l'absence de pointe piquante.

#### Un biseau à 45 degrés anti-carottage

Le **biseau non tranchant à 45 degrés élimine l'effet de carottage**, donc les risques liés à l'injection de particules chez le patient. Le diamètre **18G** permet un transfert rapide des liquides, y compris des solutés visqueux.

#### Stérilité et conditionnement

Aiguilles stériles à usage unique, sans latex. Aiguilles de transfert BD Blunt sans filtre, disponibles en plusieurs modèles.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18571-aiguilles-de-transfert-bd-blunt-sans-filtre.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)