

FICHE PRODUIT

Aiguille de mésothérapie PIC

Référence : SOC-8079

Description du produit

Aiguille de mésothérapie PIC

L'**aiguille de mésothérapie PIC** est une aiguille stérile à usage unique destinée aux **injections intradermiques** : traitements mésothérapiques et micro-injections.

Une pénétration douce

Courte et très fine, elle dispose d'un **biseau triangulaire** permettant une pénétration rapide et quasiment indolore pour le patient, idéale pour les injections superficielles répétées de la mésothérapie.

Paroi fine et antifriction

Sa **paroi fine et son traitement silicone antifriction** facilitent la glisse et améliorent le débit. Son embout Luer Lock assure une connexion sécurisée sur la seringue.

Conditionnement

Aiguilles de mésothérapie PIC, disponibles en plusieurs modèles, conditionnées en boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18572-aiguille-de-mesotherapie-pic.html>

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com