


FICHE PRODUIT

Aiguille de prélèvement BD Vacutainer Eclipse

Référence : SOC-8630

Description du produit

Aiguille de prélèvement BD Vacutainer Eclipse

Cette **aiguille hypodermique BD Vacutainer Eclipse**, en acier inoxydable et à usage unique, est utilisée pour réaliser des **prélèvements sanguins** sécurisés.

Une protection activable d'une main

Elle est dotée d'un **système de protection intégré, aligné avec le biseau**. Activable et verrouillable d'une seule main, ce système recouvre l'aiguille dès son retrait de la veine, son verrouillage étant confirmé par un **clic sonore**.

Sécurité et compatibilité

Cette aiguille de prélèvement sécurisée **réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille** pour le soignant. Elle est compatible avec les corps de prélèvement BD Vacutainer.

Conditionnement

Boîte de 48 aiguilles de prélèvement BD Vacutainer Eclipse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18574-aiguille-de-prelevement-bd-vacutainer-eclipse.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 32 mm	SOC-070274	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 32 mm	SOC-070275	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com