

FICHE PRODUIT

Aiguille de prélèvement sécurisée avec corps pré-monté BD Vacutainer Eclipse Signal

Référence : SOC-12211

Description du produit

Aiguille de prélèvement sécurisée avec corps prémonté BD Vacutainer Eclipse Signal

L'**aiguille BD Vacutainer Eclipse Signal** est une aiguille de prélèvement se distinguant par sa **fenêtre transparente**, offrant une visibilité sur le flux sanguin dans la canule. Ce modèle est livré avec son **corps de prélèvement prémonté**, prêt à l'emploi.

Confort et visibilité

Sa **paroi extra-fine minimise les douleurs** et réduit l'inconfort du patient, assurant une expérience de prélèvement plus sereine. La fenêtre de visualisation confirme rapidement le bon positionnement dans la veine.

Sécurité et gain de temps

Son **système anti-piqûre** protège le soignant, et le corps prémonté fait gagner un temps précieux en évitant l'assemblage manuel, tout en garantissant l'asepsie.

Conditionnement

Aiguilles BD Vacutainer Eclipse Signal avec corps prémonté, stériles à usage unique, conditionnées

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

en boîte.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18578-aiguille-prelevement-securisee-corps-premonte-bd-vacutainer-eclipse-signal.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 25 mm	SOC-080821	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 32 mm	SOC-080822	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com