

FICHE PRODUIT

Aiguilles de transfert BD Blunt avec filtre

Référence : SOC-11198

Description du produit

Aiguilles de transfert BD Blunt avec filtre

Les **aiguilles de transfert BD Blunt avec filtre** sont conçues pour **sécuriser l'ensemble du processus d'injection**, pour le soignant et le patient, dès la préparation du médicament.

Un perçage sans carottage

Leur **biseau non tranchant à 45 degrés** permet de percer facilement le septum des poches IV ou le bouchon des flacons avec un minimum d'effort, et supprime l'effet de carottage qui arrache des particules de matière. L'absence de pointe piquante réduit fortement les risques de piqûres accidentelles.

Un filtre 5 microns intégré

Sur ce modèle, un **filtre intégré de 5 microns élimine le risque d'injection de particules** résultant de l'ouverture d'ampoules en verre ou en plastique. Le diamètre **18G** permet un transfert rapide des liquides, y compris des solutés visqueux.

Stérilité et conditionnement

Aiguille stérile, à usage unique et sans latex. Boîte de 100 aiguilles BD Blunt avec filtre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18580-aiguilles-de-transfert-bd-blunt-avec-filtre.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com