

FICHE PRODUIT

Aiguille BD Eclipse avec corps prémonté BD Vacutainer

Référence : SOC-11193

Description du produit

Aiguille BD Eclipse avec corps prémonté BD Vacutainer

L'aiguille **BD Eclipse** est utilisée pour réaliser des **prélèvements de sang en toute sécurité**. Le **corps de prélèvement BD Vacutainer est ici prémonté**, rendant le dispositif prêt à l'emploi.

Un verrouillage immédiat

L'aiguille se **verrouille par une simple pression du doigt**. Le système de protection intégré permet une **activation unimanuelle en temps zéro**, dès le retrait de la veine, réduisant le risque de blessures par piqûre.

Sécurité et gain de temps

Le corps prémonté fait gagner un temps précieux en évitant l'assemblage manuel, tout en garantissant l'asepsie et la sécurité du soignant lors des prélèvements répétés.

Conditionnement

Boîte de 100 aiguilles BD Vacutainer Eclipse avec corps prémonté, stériles à usage unique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18581-aiguille-bd-eclipse-corps-premonte-bd-vacutainer.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 32 mm	SOC-080622	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 32 mm	SOC-080621	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com