

FICHE PRODUIT

Alcool isopropylique à 70 % - Bidon de 1L

Référence : SOC-8335

Description du produit

Alcool isopropylique à 70% - bidon de 1L Ront

Cet **alcool isopropylique à 70%** est très utilisé dans le milieu médical comme **désinfectant corporel et de surface**. Il s'applique directement sur la zone à traiter pour préparer une injection, un prélèvement, et possède aussi de nombreux usages quotidiens (nettoyage de claviers d'ordinateur, poignées de portes).

Une formule sans dénaturant

L'alcool isopropylique 70 degrés de Ront Production possède une **formule sans camphre ni autre dénaturant** et n'est pas soumise à des restrictions en termes d'usages, ce qui en fait une solution polyvalente.

Un conditionnement pratique

Le conditionnement en **bidon de 1 litre** est pratique et peu encombrant. Il est équipé d'un **bouchon doseur anti-évaporation** pour un usage précis et économique. Également disponible en bidon de 2L.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/alcool/18583-alcool-isopropylique-a-70-bidon-de-1l.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com