

FICHE PRODUIT

Alcool isopropylique à 70% - Vaporisateur de 100 mL

Référence : SOC-8345

Description du produit

Alcool isopropylique à 70% en vaporisateur

Le **vaporisateur de 100 ml d'alcool isopropylique à 70%** de Ront sert à **désinfecter et aseptiser** rapidement, en milieu médical comme au quotidien.

Une diffusion en aérosol

Il permet une **vaporisation de l'alcool sous forme d'aérosol** et une bonne diffusion du produit sur la zone à traiter, qu'il s'agisse d'une surface corporelle ou d'objets (poignées et boutons de porte, sièges de toilettes, poubelles).

Pratique et hygiénique

Son format vaporisateur le rend **pratique, simple à utiliser et hygiénique**, pour une désinfection ciblée sans contact direct avec le contenant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/alcool/18586-alcool-isopropylique-a-70-vaporisateur-100ml.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com