

FICHE PRODUIT

Distributeur alcool 70% avec coupelle intégrée

Référence : SOC-9863

Description du produit

Distributeur alcool 70% avec coupelle intégrée

Ce **flacon de 250 ml d'alcool isopropylique à 70%** est doté d'une **coupelle de dosage intégrée**, conçue pour faciliter l'utilisation au quotidien.

Un dosage maîtrisé

La coupelle **facilite le dosage et évite les gaspillages** : elle correspond à une dose normale d'utilisation. Ce conditionnement supprime également les **risques liés à un renversement** du flacon.

Un format nomade

Avec son petit format, il s'emporte très facilement dans un sac, une mallette médicale ou une trousse de secours. Flacon de 250 ml vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/alcool/18588-distributeur-alcool-70-coupelle-integree.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com