

FICHE PRODUIT

Alcool isopropylique à 70% - Flacon de 500 mL

Référence : SOC-6654

Description du produit

Alcool isopropylique à 70% - flacon de 500 ml

L'**alcool isopropylique (ou isopropanol) à 70%** est un mélange de 70% d'alcool isopropylique et de 30% d'eau, largement utilisé dans le domaine médical comme **antiseptique et désinfectant**.

Des usages multiples

Il s'applique sur les **surfaces corporelles** (à l'aide d'une compresse ou d'un coton préalablement imprégné) ainsi que sur le matériel et les **surfaces de travail** (téléphones, vitres, prises et interrupteurs).

Un conditionnement pratique

Conditionné en **flacon doseur de 500 ml**, il possède un bon rapport encombrement / volume utile et peut être emporté dans une valise pour les visites à domicile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/alcool/18589-alcool-isopropylique-a-70-flacon-500ml.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com