

FICHE PRODUIT

Alcool isopropylique à 70% menthe poivrée - Bidon de 1L

Référence : SOC-7904

Description du produit

Alcool isopropylique à 70% menthe poivrée - bidon de 1L

Ce **bidon d'alcool isopropylique à 70% menthe poivrée** de Ront contient **1% d'huiles essentielles de menthe poivrée** pour une asepsie efficace.

Une sensation de fraîcheur

La **menthe poivrée procure une agréable sensation de fraîcheur** lors de l'application, ajoutant un confort supplémentaire à l'action désinfectante.

Une action immédiate

Il suffit de l'**appliquer directement sur la zone à traiter** pour une action immédiate.
Conditionnement : bidon de 1 litre d'alcool 70% menthe poivrée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/alcool/18591-alcool-isopropylique-a-70-menthe-poivree-bidon-1l.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com