

**FICHE PRODUIT**

## Alcool isopropylique à 70 % - Bidon de 2L

Référence : SOC-6652

### Description du produit

#### Alcool isopropylique à 70% - bidon de 2 litres

Cette solution d'**alcool médical à 70%** est destinée au **nettoyage et à la désinfection de la peau** (avant traitement, injection ou prélèvement) et à la désinfection du petit matériel (pinces, ciseaux).

#### Une application directe

L'alcool isopropylique **s'applique directement sur la zone à désinfecter**, assurant une asepsie efficace des surfaces cutanées et des instruments.

#### Un format pour usage intensif

Ce conditionnement en **bidon de 2 litres** est bien adapté à la recharge de contenants tels que pissette ou distributeur, et à un usage intensif en milieu hospitalier. Bidon de 2 litres vendu à l'unité.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

CE

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/alcool/18593-alcool-isopropylique-a-70-bidon-de-2l.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com