

FICHE PRODUIT

Alcool isopropylique à 70% - Flacon 500 mL + pompe distributrice

Référence : SOC-6653

Description du produit

Alcool isopropylique à 70% - flacon 500 ml + pompe

L'**alcool isopropylique à 70%** est largement utilisé en milieu médical pour le **nettoyage et la désinfection de la peau saine et des petits instruments**. Il s'applique directement sur la zone à désinfecter à l'aide d'un coton ou d'une compresse.

Un flacon adapté au cabinet

Le conditionnement en **flacon doseur de 500 ml avec pompe distributrice** est bien adapté à une utilisation en cabinet médical ou infirmier. Peu encombrant, il se range facilement.

Économique et précis

Il est également **économique**, car la pompe doseuse permet de délivrer une quantité d'alcool précise, évitant ainsi les gaspillages à chaque utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/alcool/18594-alcool-isopropylique-a-70-flacon-500ml-pompe.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com