

FICHE PRODUIT

Désinfectant Exeol Surf 60

Référence : SOC-11847

Description du produit

Désinfectant Exeol Surf 60

Prêt à l'emploi, le **désinfectant Exeol Surf 60** est destiné au **nettoyage et à la désinfection des surfaces, du mobilier et des équipements lourds**, préalablement nettoyés.

Une action rapide

L'**association synergique de 3 actifs antimicrobiens (effet SCALE)** offre un large spectre d'activité dès 30 secondes, pour une désinfection rapide et efficace des surfaces.

Volumes disponibles

Exeol Surf 60 est proposé en **spray de 1L** et en **bidon de 5L**. Produit biocide (TP2) : respectez les précautions d'emploi et lisez l'étiquette avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18600-desinfectant-exeol-surf-60.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon de 1 L	SOC-124003	
volume - Bidon 5 L	SOC-124004	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com