

FICHE PRODUIT

Désinfectant concentré Exeol GTA 2%

Référence : SOC-12161

Description du produit

Désinfectant concentré Exeol GTA 2%

Le **désinfectant concentré Exeol GTA 2%** est une solution prête à l'emploi **sans activateur**, de haute performance, conçue pour éliminer efficacement les germes, bactéries et virus.

Une désinfection complète

Avec **2% de principes actifs**, il garantit une désinfection rapide et complète, éliminant un large spectre de micro-organismes pour des surfaces impeccablement propres.

Polyvalent et simple d'usage

Parfait pour les **hôpitaux, bureaux, écoles et maisons**, il convient à de nombreux environnements. Il s'utilise **non dilué sur des dispositifs médicaux préalablement nettoyés**, par simple application.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18601-desinfectant-concentre-exeol-gta-2.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com