

FICHE PRODUIT

Détergent désinfectant Stericid Medspray et Medfill

Référence : SOC-11716

Description du produit

Détergent désinfectant Stericid Medspray et Medfill

Les produits **Stericid Medspray et Medfill** sont des détergents désinfectants **bactéricides, levuricides et virucides** (actifs sur Coronavirus).

Prêts à l'emploi et rapides

Leur formule prête à l'emploi **agit en 5 minutes, sèche rapidement et ne demande aucun rinçage**, ce qui les rend bien adaptés à un usage régulier en milieu médical, collectivité ou lieux accueillant du public.

Sans alcool ni parfum

Dotés d'une solution **sans alcool et sans parfum**, ils nettoient et désinfectent les surfaces (poignées, chaises, toilettes) ainsi que les **dispositifs médicaux non critiques** (lits médicalisés, monitoring, connectiques).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18604-detergent-desinfectant-stericid-medspray-medfill.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon de 750 mL	SOC-560121	
volume - Bidon 5 L	SOC-560122	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com