

FICHE PRODUIT

Détergent pré-désinfectant concentré Instrumed Stéridis

Référence : SOC-12417

Description du produit

Détergent pré-désinfectant concentré Instrumed

Le **détergent pré-désinfectant concentré Instrumed** est spécialement formulé pour le **nettoyage et la pré-désinfection des dispositifs médicaux** utilisés en bloc opératoire, endoscopie, ophtalmologie et contactologie.

Une efficacité prouvée

Son **efficacité prouvée sur le biofilm de Pseudomonas aeruginosa** en fait un choix de confiance pour assurer la sécurité des instruments médicaux. Sa formulation avancée **garantit l'intégrité des instruments pendant 72 heures** après traitement.

Compatible bac à ultrasons

Ce détergent peut également être utilisé en **bac à ultrasons** pour un nettoyage en profondeur, renforçant son efficacité de décontamination avant stérilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18609-detergent-pre-desinfectant-concentre-instrumed-steridis.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com