

FICHE PRODUIT



Lingettes désinfectantes pour sondes Viro'Wipes

Référence : SOC-10634

Description du produit

Lingettes désinfectantes pour sondes Viro'Wipes

Les **lingettes Viro'Wipes** à usage unique sont imprégnées d'une solution **bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide** (Adenovirus, Poliovirus et Norovirus Murin) selon la normalisation européenne, également active sur Rotavirus et sur les spores de Clostridium difficile.

Une désinfection de niveau intermédiaire

Elles permettent d'obtenir une **désinfection de niveau intermédiaire** et sont particulièrement adaptées au traitement des **sondes échographiques externes et endocavitaires**.

Pour les dispositifs thermosensibles

Elles sont également idéales pour le nettoyage et la désinfection des **dispositifs médicaux thermosensibles**, non immergeables ou immergeables sans canal, en une seule étape pratique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18610-lingettes-desinfectantes-sondes-viro-wipes.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com