

FICHE PRODUIT

Détergent pré-désinfectant Aniosyme X3

Référence : SOC-8609

Description du produit

Détergent pré-désinfectant Aniosyme X3

L'**Aniosyme X3** est un détergent de haute performance permettant un **nettoyage renforcé et une pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale** et des dispositifs médicaux, en trempage et en bacs à ultrasons. Il est spécialement adapté au traitement du matériel endoscopique.

Une détergence haute performance

Son **association de 3 enzymes (protéase, lipase, amylase)** permet une détergence très efficace sur un large panel de salissures rencontrées en milieu de santé, complétant l'action des tensio-actifs.

Une efficacité optimisée sur le biofilm

L'efficacité antimicrobienne est optimisée : **dilué à 0,5%, l'Aniosyme X3 est efficace sur le biofilm après un temps de contact de 5 minutes**, assurant une décontamination en profondeur avant stérilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18612-detergent-pre-desinfectant-aniosyme-x3.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com