

FICHE PRODUIT

Exeol Sept E2 Détergent désinfectant enzymatique PH neutre

Référence : SOC-12129

Description du produit

Détergent désinfectant Exeol Sept E2

Le **détergent désinfectant enzymatique Exeol Sept E2** est une solution de nettoyage et de désinfection spécialement conçue pour les **dispositifs médicaux réutilisables, invasifs et non invasifs**.

Une solution enzymatique à pH neutre

Avec un **pH neutre**, cette solution enzymatique offre un nettoyage et une désinfection efficaces par immersion. Elle est **active en 10 minutes à une dilution de 0,4%** : bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés.

Une détergence amplifiée

L'action détergente est amplifiée grâce à l'utilisation de **surfactants combinés à un duo enzymatique**. Volumes disponibles : flacon de 1 litre, bidon de 5 litres et 250 sachets de 20 ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18613-exeol-sept-e2-detergent-desinfectant-enzymatique-ph-neutre.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 1 L	SOC-125111	
volume - 5 L	SOC-125112	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com