

FICHE PRODUIT

Anios R444 - Rénovateur d'instrumentation inox

Référence : SOC-10524

Description du produit

Anios R444 - rénovateur d'instrumentation inox

L'**Anios R444** est un produit spécial pour la **rénovation de l'instrumentation en inox**, redonnant aux instruments leur état optimal.

Une action complète

Il **élimine les piqûres de rouille, les traces protéiques et supprime les dépôts minéraux**, prolongeant la durée de vie et l'aspect des instruments en acier inoxydable.

Usage professionnel

C'est une **solution concentrée pour usage professionnel**, qui s'utilise diluée en trempage (doseur inclus), avec un temps de trempage d'environ 1 à 2 heures. Conditionnement : bidon de 1 litre. Réservé aux professionnels, respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18614-anios-r444-renovateur-instrumentation-inox.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com