

**FICHE PRODUIT**

## Sekusept Aktiv Anios - Désinfection et nettoyage manuel des dispositifs médicaux

Référence : SOC-12693

### Description du produit

#### Sekusept Aktiv Anios

Le **Sekusept Aktiv** est un désinfectant en poudre de haute performance conçu pour **allier nettoyage actif et désinfection efficace** des dispositifs médicaux.

#### Une base d'acide peracétique

Formulé à base d'**acide peracétique**, il garantit une élimination rapide des virus, bactéries et champignons, tout en offrant une excellente compatibilité avec les matériaux.

#### Une double action efficace

Grâce à sa double action, il **simplifie le processus en combinant pré-nettoyage et désinfection radicale**, optimisant le temps et l'efficacité des procédures de stérilisation. Désinfection virucide terminale rapide et élimination des taches protéiques.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie


**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18619-sekusept-aktiv-anios-desinfectant-poudre.html>


## Déclinaisons

| Désignation                                                                     | Référence : | EAN13 : |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| volume - Pour le professionnel et le particulier Nos Marques ... 3M 3M LITTMANN | SOC-1989    |         |
| volume - Seau 1.5 kg In                                                         | SOC-100871  |         |

## Photos du produit


**SOCIMED SARL**

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)