

FICHE PRODUIT

Gel hydroalcoolique Stericid

Référence : SOC-10720

Description du produit

Gel hydroalcoolique Stericid

Un traitement hygiénique et régulier des mains est indispensable dans la lutte contre la transmission des virus et autres germes. En l'absence d'un point d'eau, le **gel hydroalcoolique Stericid** permet leur **désinfection par friction**.

Une utilisation simple

Prêt à l'emploi, il suffit d'**appliquer environ 3 ml de gel puis de se frictionner les mains pendant 30 secondes** (ne pas rincer et laisser sécher) pour une désinfection efficace.

Des propriétés microbiologiques larges

Il est **bactéricide (EN 1276, EN 1500), levuricide (EN 1650) en 30 secondes et virucide (EN 14476 sur Herpès virus, H1N1 et Rotavirus) en 1 minute**, assurant une protection complète. Disponible en plusieurs volumes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18621-gel-hydroalcoolique-stericid.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 100 mL	SOC-116311	
volume - 500 mL	SOC-116312	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com