

FICHE PRODUIT

Gel hydroalcoolique Damea

Référence : SOC-10959

Description du produit

Gel hydroalcoolique Damea

Le **gel hydroalcoolique Damea** est une solution gélifiée à usage externe, destinée à réaliser une **antiseptie rapide des mains**.

Simple et sans rinçage

Il s'utilise sur des **maines propres et sèches et ne nécessite ni rinçage ni séchage**. Prêt à l'emploi, simple à utiliser et efficace (activité bactéricide et virucide), il s'intègre facilement aux gestes du quotidien.

Pour de nombreux secteurs

Il convient parfaitement aux **espaces recevant du public** et est recommandé pour le secteur paramédical, les crèches, les écoles, la restauration collective et l'agro-alimentaire. Activité virucide testée sur MVA (marqueur du Coronavirus).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18622-gel-hydroalcoolique-damea.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon 500 mL + pompe vissée	SOC-150101	
volume - Flacon 1 L push pull	SOC-120281	
volume - Flacon 1 L + pompe vissée	SOC-143701	
volume - Bidon 5 L	SOC-120331	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com