

FICHE PRODUIT



Gel hydroalcoolique Exeol Gel 82

Référence : SOC-11850

Description du produit

Gel hydroalcoolique Exeol Gel 82

La gamme **Exeol Gel 82** remplace la gamme de gel hydroalcoolique Alkafresh d'Alkapharm. Ce gel est conçu pour la **désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction**, prêt à l'emploi et efficace rapidement.

Respectueux de la peau

Il est adapté à un **usage fréquent sans abîmer les mains** et convient à tous les types de peaux. Testé sous contrôle dermatologique, il possède une **propriété apaisante grâce à la provitamine B5 (panthénol)**.

Une action rapide

Le gel Exeol Gel 82 **agit rapidement contre les virus (30 secondes)**, assurant une désinfection efficace des mains. Il suffit de l'appliquer et de frictionner jusqu'à séchage complet.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18623-gel-hydroalcoolique-exeol-gel-82.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon 500 mL + pompe vissée	SOC-124251	
volume - Flacon de 1 L + pompe vissée	SOC-124252	
volume - Bidon 5 L	SOC-124253	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com