

FICHE PRODUIT

Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour mains et surfaces Assepto

Référence : SOC-4808

Description du produit

Lingettes nettoyantes et désinfectantes Assepto

Les **lingettes Assepto** à usage unique sont imprégnées d'une **lotion bactéricide, virucide et fongicide**, pour une hygiène rapide en toutes circonstances.

Mains et surfaces

Elles sont adaptées au **nettoyage et à la désinfection rapide des mains et de toutes surfaces** exposées aux souillures. Elles ne sont pas destinées aux dispositifs médicaux ou au matériel médical.

Pratiques et efficaces

Prêtes à l'emploi, elles sont pratiques grâce à leur **conditionnement en boîte distributrice**, et efficaces en 1 minute. Dimensions dépliées : 18 x 13 cm. Conditionnement : boîte de 100 lingettes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18624-lingettes-nettoyantes-desinfectantes-assepto.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com