

FICHE PRODUIT



Savon solide au lait de chèvre Bio Authentine

Référence : SOC-13200

Description du produit

Savon solide au lait de chèvre Bio Authentine

Le **savon bio Authentine au lait de chèvre** nettoie la peau en douceur tout en aidant à **éliminer les imperfections cutanées** grâce à ses propriétés purifiantes naturelles.

Pour une peau nette

Idéal pour **désobstruer les pores et assainir le teint**, ce savon solide au lait de chèvre contribue à retrouver une peau nette et équilibrée jour après jour.

Certifié bio

Certifié bio, le savon Authentine associe ingrédients naturels, douceur et efficacité, pour un soin respectueux particulièrement adapté aux peaux à problèmes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18628-savon-solide-lait-chevre-bio-authentine.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com