

FICHE PRODUIT

Aniosafe savon doux HF

Référence : SOC-5025

Description du produit

Aniosafe savon doux Haute Fréquence Anios

Le **savon doux Haute Fréquence Anios à la glycérine** est destiné au **lavage simple des mains et à la toilette générale** lors d'utilisations fréquentes.

Une hygiène hospitalière

Il permet d'**éliminer les salissures et de réduire la flore cutanée transitoire**, responsable des infections croisées à transmission manuportée à l'hôpital.

Respectueux des peaux sensibles

Enrichi en **glycérine hydratante et en émoullients**, ce savon doux à pH neutre est particulièrement recommandé pour les peaux sensibles et les nettoyages répétés. Il convient pour la toilette de l'enfant de moins de trois ans. Prêt à l'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18631-aniosafe-savon-doux-hf.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon 500 mL + pompe vissée	SOC-142203	
volume - Flacon 1 L + pompe vissée	SOC-142202	
volume - Flacon 1 L Airless	SOC-142204	
volume - Bidon 1 L CPA	SOC-142205	
volume - Bidon 5 L	SOC-142201	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com