


FICHE PRODUIT

Lotion lavante pour les mains Exeol Skin

Référence : SOC-11849

Description du produit

Lotion lavante pour les mains Exeol Skin HF

La gamme **Exeol Skin** remplace la gamme Alkadoux d'Alkapharm. Destinée au **lavage simple et fréquent des mains en milieu de santé**, la lotion lavante Exeol Skin nettoie efficacement même les peaux les plus sensibles.

Adaptée aux peaux fragiles

Sa **formulation hypoallergénique, sans parfum et sans colorants**, respecte les peaux délicates. Elle convient également aux **enfants de moins de 3 ans**, ce qui en fait une solution polyvalente pour l'hygiène quotidienne.

Volumes disponibles

La lotion Exeol Skin est proposée en **flacon de 500 ml avec pompe vissée, flacon de 1L avec pompe vissée et bidon de 5L**, du poste de soin individuel à la recharge pour usage intensif.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18635-lotion-lavante-pour-les-mains-exeol-skin.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon 500 mL + pompe vissée	SOC-124191	
volume - Flacon de 1 L + pompe vissée	SOC-124192	
volume - Bidon 5 L	SOC-124193	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com