

FICHE PRODUIT

Brosse chirurgicale autoclavable

Référence : SOC-2787

Description du produit

Brosse chirurgicale autoclavable

Cette **brosse chirurgicale** de qualité, à corps en polypropylène vert et poils en nylon, est un accessoire indispensable pour réaliser un **nettoyage efficace des mains et des ongles** avant un acte médical ou chirurgical.

Prévention des infections nosocomiales

Son utilisation, combinée à celle d'un **savon antiseptique**, contribue à la réduction des risques de transmission des germes responsables des infections nosocomiales, un enjeu majeur en milieu hospitalier.

Autoclavable et durable

Elle est **autoclavable sous sachet environ 200 fois** (121 degrés / 15 min, 126 degrés / 10 min, 134 degrés / 3 min) et stérilisable par voie chimique ou à l'oxyde d'éthylène, ce qui en fait une solution réutilisable et économique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18639-brosse-chirurgicale-autoclavable.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com