

FICHE PRODUIT

Tubes à centrifuger 30 ml, fond conique, polystyrène, ionisé

Référence : SOC-TCUC30S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes à centrifuger 30 ml, fond conique, Polystyrène, Ionisé; A jupe autostable

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 23 x 25,5 x 92 mm;
- * Obturateur: Sans;
- * Bouchon coiffant vissant couleur blanche;
- * Graduation dans la masse (1 ml en 1 ml);
- * Centrifugeable à 3 000 g;

Conditionnement: 5 sachets de 100 pièces;

Condition minimum de vente: carton de 500 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-30-ml/1864-tubes-a-centrifuger-30ml-fond-conique-polystyrene-ionise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com