

FICHE PRODUIT

Lotion lavante antimicrobienne Skinsan 4% Ecolab

Référence : SOC-12704

Description du produit

Lotion lavante antimicrobienne Skinsan 4% Ecolab

La gamme de lotion lavante **Skinsan 4%** remplace la gamme Dermanios Scrub Chlorhexidine 4% d'Anios. À base de **4% de chlorhexidine**, elle est conçue pour les protocoles d'hygiène les plus exigeants.

Une désinfection rapide et normée

Elle assure une **désinfection rapide et conforme à la norme EN 1499**, offrant une action efficace en 60 secondes contre les bactéries, levures et virus enveloppés.

Confort et polyvalence

Facile à rincer, elle laisse un parfum léger et agréable. **Testée dermatologiquement**, elle convient parfaitement aux secteurs médicaux, hospitaliers et aux protocoles spécialisés de décolonisation. Idéale pour l'hygiène quotidienne rigoureuse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18643-lotion-lavante-antimicrobienne-skinsan-4-ecolab.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon 500 mL + pompe vissée	SOC-142532	
volume - Flacon 1 L + pompe vissée	SOC-142531	
volume - Flacon 1 L Airless	SOC-142533	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com