


FICHE PRODUIT

Lingettes hydroalcooliques

Référence : SOC-7540

Description du produit

Lingettes hydroalcooliques Ront

Ces **serviettes imprégnées d'une solution hydroalcoolique** sont emballées en sachets individuels et se glissent facilement dans un sac ou une poche. Utilisables **sans rinçage ni essuyage**, elles permettent une désinfection des mains par friction en toutes circonstances.

Un large spectre microbien

Elles sont **efficaces sur un large spectre microbien** (bactéries, levures, moisissures et virus) et conformes aux normes virucide sur H1N1 (EN 14476), bactéricide (EN 1040, EN 1276) et fongicide (EN 1275, EN 1650).

Pratiques et nomades

Dimensions pliées 6 x 8 cm, dépliées 13 x 17 cm. Conditionnement : boîte de 100 sachets de lingettes hydroalcooliques, idéales pour les déplacements et les trousse de secours.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18646-lingettes-hydroalcooliques-ront.html>

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com