

FICHE PRODUIT

Crème à récurer Le Vrai Professionnel

Référence : SOC-13694

Description du produit

Crème à récurer Le Vrai Professionnel

La **crème à récurer Le Vrai Professionnel** associe efficacité et respect des matériaux grâce à sa formule à base d'**acide doux et de poudre de marbre**.

Nettoie et fait briller sans rayer

Cette crème permet de nettoyer, récurer et **faire briller les surfaces dures, même fragiles, sans les rayer**. Elle est idéale pour l'entretien des vasques, douches, baignoires, toilettes et sanitaires.

Compatible avec de nombreuses surfaces

Le produit s'utilise sur différents matériaux tels que l'**émail, l'inox, la faïence, le stratifié et l'aluminium**, garantissant un nettoyage efficace tout en préservant les surfaces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/18648-creme-a-recurer-le-vrai-professionnel.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com