

FICHE PRODUIT

Table d'autopsie avec lavage permanent, Modèle Tabl002

Référence : SOC-TABL002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description

La **table d'autopsie avec lavage** permanent possède une rampe d'écoulement permanent de l'eau sur tout le pourtour de la table et un robinet de commande pour celle-ci. Elle est équipée d'un bac de grande capacité avec bonde à brancher sur le tuyau d'évacuation, une douchette avec flexible de 3 mètres et un mitigeur avec commande au coude. Son plateau de travail avec réserve est incurvé en pointe de diamant pour un écoulement naturel vers le bac.

La table est fabriquée en inox de qualité 304L conformément aux textes de loi en vigueur.

- Dimensions : L 2500 x P 760 x H 850.
- Poids : 85 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/1865-table-d-autopsie-avec-lavage-permanent-modele-tabl002.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com