

FICHE PRODUIT

Gel détartrant WC GD600 Ecolabel

Référence : SOC-11136

Description du produit

Gel détartrant WC GD600 Ecolabel

Le **gel détartrant désinfectant GD600** est idéal pour le **nettoyage régulier des WC et urinoirs**. Il dispose d'un Ecolabel, gage de respect de l'environnement.

Une composition écoresponsable

Composé de **matières premières d'origine végétale et naturelle**, sa formulation réduit les impacts sur l'environnement et sur l'homme liés au cycle de vie du produit. Il est **sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA**.

Pratique et parfumé

Son parfum pin laisse une sensation de fraîcheur. Conditionnement en **flacon de 750 ml avec bec de canard**, pratique pour une application ciblée sous les rebords. Lisez l'étiquette avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/18653-gel-detartrant-wc-gd600-ecolabel.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com