

FICHE PRODUIT

Pompe doseuse pour bidon de 5 litres Le Vrai Professionnel

Référence : SOC-12394

Description du produit

Pompe doseuse pour bidon de 5 litres Le Vrai Professionnel

Découvrez la **pompe doseuse spécialement conçue pour les bidons de 5 litres Le Vrai Professionnel**, un accessoire indispensable pour une distribution précise et sans effort de vos liquides.

Installation simple et compatible

Facile à installer, cette pompe **s'adapte parfaitement à tous les bidons de la gamme Le Vrai Professionnel**, garantissant une compatibilité optimale et une manipulation simple.

Dosage précis et économique

Grâce à cette pompe doseuse, vous pouvez **contrôler avec précision la quantité de produit à distribuer**, évitant ainsi le gaspillage et les débordements. Idéale pour les liquides d'entretien et les solvants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/18659-pompe-doseuse-bidon-5-litres-le-vrai-professionnel.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 3.5 mL	SOC-201432	
volume - 30 mL	SOC-201433	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com