

FICHE PRODUIT



Robinet pour bidon de 5 litres Le Vrai Professionnel

Référence : SOC-12393

Description du produit

Robinet pour bidon de 5 litres Le Vrai Professionnel

Découvrez le **robinet adaptateur pour bidon de 5 litres Le Vrai Professionnel**, un accessoire indispensable pour faciliter le transfert de liquides.

Un remplissage sans gaspillage

Conçu pour s'adapter parfaitement aux bidons de 5 litres, ce robinet permet de **remplir facilement et rapidement des flacons plus petits** ou tout autre contenant, sans risque de renversement ni gaspillage.

Un versement contrôlé

Grâce à un simple geste d'inclinaison du bidon et à l'ouverture du robinet, le **versement est contrôlé et précis**, assurant une manipulation propre et sans éclaboussures. Idéal pour les professionnels manipulant des liquides en grande quantité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/18660-robnet-bidon-5-litres-le-vrai-professionnel.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com