

FICHE PRODUIT

Eau oxygénée 10 volumes Stentil

Référence : SOC-12099

Description du produit

Eau oxygénée 10 volumes Stentil

L'**eau oxygénée**, également connue sous le nom de peroxyde d'hydrogène, est un liquide incolore ayant une **forte action antiseptique et désinfectante**.

Un usage médical et domestique

Une solution d'eau oxygénée à 10 volumes est adaptée à un usage médical ou domestique pour **nettoyer les plaies mineures, désinfecter la peau ou éliminer les bactéries**.

Une action favorisant la guérison

Lorsqu'elle est appliquée sur la peau ou utilisée pour nettoyer une plaie, l'eau oxygénée **libère de l'oxygène, ce qui aide à tuer les bactéries, réduire les risques d'infection et favoriser la guérison**. Conditionnement : flacon de 250 ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/18677-eau-oxygenee-10-volumes-stentil.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com