

FICHE PRODUIT

Sérum physiologique stérile Rinoflux PIC

Référence : SOC-8371

Description du produit

Sérum physiologique stérile Rinoflux PIC

Le **sérum physiologique stérile Rinoflux PIC** permet le **nettoyage nasal et oculaire des nourrissons, enfants et adultes**, ainsi que le nettoyage superficiel des petites plaies cutanées.

Des usages multiples

Il peut être également utilisé pour **rincer les lentilles oculaires ou dans un nébuliseur**. Sa composition est une solution de chlorure de sodium à 0,9%, respectueuse des muqueuses.

Le format unidose

Le sérum physiologique stérile PIC est fourni **prêt à l'emploi, dans des unidoses à usage unique**. Conditionnements disponibles : 2 ml (boîte de 20), 5 ml (boîte de 20) et 10 ml (boîte de 10).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/18682-serum-physiologique-sterile-rinoflux-pic.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 5 mL (boîte de 20)	SOC-855802	
volume - 10 mL (boîte de 10)	SOC-855803	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com