

FICHE PRODUIT

Lotion lavante dermoprotactice pH neutre Steriderm

Référence : SOC-13618

Description du produit

Lotion lavante dermoprotectrice pH neutre Steriderm

La **lotion lavante dermoprotectrice pH neutre Steriderm** est conçue pour le **lavage fréquent des mains et la toilette corporelle des patients**, tout en respectant les peaux sensibles.

Une formule douce

Sa **formule hypoallergénique, sans parfum et à pH neutre**, est idéale pour les peaux sèches et sensibles. Elle convient également aux enfants de moins de 3 ans.

Mode d'utilisation

Conçue pour un usage régulier, elle nettoie efficacement sans agresser la peau. Appliquer **1 à 2 ml sur les mains mouillées, savonner au moins 15 secondes**, rincer abondamment et sécher. Flacon de 500 ml avec pompe vissée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/18684-lotion-lavante-dermoprotectrice-ph-neutre-steriderm.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com