

FICHE PRODUIT

Chlorhexidine 0,2% - flacon de 500 ml

Référence : SOC-7529

Description du produit

Chlorhexidine 0,2% - flacon de 500 ml

La **chlorhexidine de digluconate** est un désinfectant puissant à large spectre et sans alcool. C'est une **solution incolore (qui ne tache pas)** conçue pour nettoyer et désinfecter efficacement et rapidement la peau.

Un usage quotidien polyvalent

Elle est utilisée quotidiennement par les **infirmières, médecins et particuliers**, que ce soit sur leur lieu de travail, en déplacement ou à domicile, pour les soins des petites plaies.

Un format de recharge

Ce conditionnement en **flacon de 500 ml** est généralement utilisé pour remplir des contenants médicaux plus pratiques d'utilisation, comme des pissettes à col de cygne. Flacon de chlorhexidine 0,2% de 500 ml vendu à l'unité. Produit biocide.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/18692-chlorhexidine-0-2-flacon-500ml.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com