

FICHE PRODUIT



Eau purifiée stérile 50ml (32 doses)

Référence : SOC-9546

Description du produit

Eau purifiée stérile 50 ml (32 doses)

L'**eau purifiée stérile** est idéale pour le **lavage des plaies avant désinfection**. Elle peut servir à irriguer directement la plaie, pour enlever les impuretés éventuelles, mais aussi à mouiller ou imbiber un pansement ou une compresse.

Aussi pour le matériel

Elle est également utile dans le cadre du **nettoyage et du rinçage du matériel médical** en milieu hospitalier, garantissant l'absence de résidus.

Un format unidose pratique

Son **format unidose de 50 ml** permet un transport et une application aisée. C'est un élément incontournable de toute trousse de secours et armoire à pharmacie. Conditionnement : boîte de 32 doses de 50 ml d'eau purifiée stérile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/18693-eau-purifiee-sterile-50ml-32-doses.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com