


FICHE PRODUIT

Lingettes imprégnées à la chlorhexidine

Référence : SOC-3995

Description du produit

Lingettes imprégnées à la chlorhexidine 0,2%

Ces lingettes sont pré-imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante à base de **chlorhexidine digluconate 0,2%**, un antiseptique à large spectre qui **ne pique pas et ne tache pas**.

Pratiques et nomades

Emballées en **sachets individuels**, elles sont pratiques à transporter et toujours prêtes à l'emploi en cas d'éraflures, de griffures et de petits bobos cutanés.

Conditionnement

Dimensions pliées 6 x 8 cm, dépliées 13 x 17 cm. Ces lingettes imprégnées à la chlorhexidine de digluconate 0,2% sont conditionnées par 100 sous emballage individuel. Produit biocide : respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/18694-lingettes-impregnees-chlorhexidine-0-2.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com